

Les Lingettes Imprégnées Désinfectantes, Bactéricide, Fongicide, Virucide et Levuricide



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Lingettes MX-NET XL couleur bleue	550140	20x20	25 g/m ²

Composition :

- Matière : wetlaid

Unité d'Expédition :

- Carton de 6 boîtes de 200 lingettes

Utilisation :

- Lingette à usage unique
- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité
- Pour chaque nouvelle utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale
- Bien refermer le couvercle après utilisation
- Traiter la surface et laisser sécher

Domaine d'utilisation :

- S'utilise dans tous les lieux et sur toutes les surfaces à désinfecter : hôtelleries, collectivités, boucherie, etc...
- Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit

Les points forts :

- Désinfection des surfaces et des mains
- Désinfection de toutes les surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires (vitrine réfrigérées, etc...)
- Ne nécessite pas de rinçage
- Contact alimentaire